

INSTRUCCIONES PARA RECOLECCIÓN DE EXCREMENTO

Laboratorio: Circule la(s) prueba(s) requerida(s)

Paciente: Pase la muestra de excremento a un contenedor limpio y seco se puede usar un contenedor de margarina, un tarro de boca ancha o un molde de aluminio para pie. También puede colocar plástico sarán alrededor del asiento del escusado para recolectar la muestra. NO pase la muestra al escusado o directamente al contenedor de recolección. Para los niños que no saben usar el baño todavía, puede usar el pañal al revés o forre el pañal con plástico sarán. Los especímenes no deben ser recolectados directamente de la superficie del pañal.

Nombre de la Prueba	#/ Código de la Prueba	Contenedor	Comentarios
Toxina Clostridium difficile PCR	8288/CDI	Vial con tapa de plástico con rosca	Solamente excremento líquido, semi-suave o suave. Refrigere menos de 24 horas. Transporte refrigerado a menos de 5 días. Una muestra es suficiente para detección. <u>No aceptable:</u> defecaciones formadas, defecación en vial preservativo, otros especímenes.
Prueba Cryptosporidium	6542/CRY	Vial de Transporte Cary Blair ó C&S	En menos de 1 hora, añada la defecación <u>solamente hasta que el líquido llegue a la línea del vial</u> y mezcle bien. <u>Viales que hayan sido llenados de más, serán rechazados.</u> Refrigere y envíe al AML en menos de 7 días de haber recolectado la muestra.
Cultivo	6562/STL	Vial de Transporte Cary Blair ó C&S	En menos de 2 horas, añada la defecación <u>solamente hasta que el líquido llegue a la línea del vial</u> y mezcle bien. <u>Viales que hayan sido llenados de más, serán rechazados.</u> Refrigere y envíe al AML en menos de 72 horas de haber recolectado la muestra. <i>Recolecte solamente un espécimen por día.</i> <i>Nota: se recomienda 2-3 especímenes recolectados en días separados en viales separados.</i>
Antígeno Giardia	6695/GIA	Vial de Transporte Cary Blair ó C&S	En menos de 1 hora, añada la defecación <u>solamente hasta que el líquido llegue a la línea del vial</u> y mezcle bien. <u>Viales que hayan sido llenados de más, serán rechazados.</u> Refrigere y envíe al AML en menos de 7 días de haber recolectado la muestra. <i>Un espécimen es suficiente para detección.</i>
Antígeno Helicobacter pylori	4767/HPS	Vial con tapa de plástico con rosca	En menos de 1 hora, refrigere el excremento. Transporte refrigerado en menos de 72 horas. Inaceptable: Excremento en preservativo, excremento seco, excremento acuoso con poca o ninguna materia sólida, excremento en isótopos.
Mancha Microsporidium	994/MSO	Vial ECOFIX	En menos de 1 hora, añada la defecación <u>solamente hasta que el líquido llegue a la línea del vial</u> y mezcle bien. <u>Viales que hayan sido llenados de más, serán rechazados.</u> Mantenga a temperatura ambiente. No hay tiempo límite para enviar al AML. Recolecte solamente un espécimen al día.

INSTRUCCIONES PARA RECOLECCIÓN DE EXCREMENTO

Nombre de la Prueba	#/ Código de la Prueba	Contenedor	Comentarios
Ova & Parásitos (O&P)	6596/OP	Vial ECOFIX	En menos de 1 hora, añada la defecación solamente hasta que el líquido llegue a la línea del vial y mezcle bien. Viales que hayan sido llenados de más, serán rechazados. Mantenga a temperatura ambiente. No hay tiempo límite para enviar al AML. Recolecte solamente un espécimen al día. Nota: se recomienda recolectar 3 especímenes con 2 días entre recolección y recolección, en viales separados.
Antígeno Rotavirus	5780/ROV	Vial con tapa de plástico con rosca	En menos de 1 hora, refrigere el excremento. Transporte refrigerado en menos de 72 horas. Inaceptable: Isótopos rectales y meconio
Cultivo VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus)	6550/VRE	isótopo de Cultivo o Contenedor Estéril	Excremento o isótopo rectal o muestra. Contenedor estéril: Refrigere en menos de 2 horas y transporte refrigerado a menos de 24 horas de la recolección. Hisopo: Transporte a temperatura ambiente.
Cultivo Vibrio	6536/VIB	Vial de Transporte Cary Blair	En menos de 2 horas, añada la defecación solamente hasta que el líquido llegue a la línea del vial y mezcle bien. Viales que hayan sido llenados de más, serán rechazados. Refrigere y lleve al AML en menos de 72 horas de recolección. Recolecte solamente una muestra al día.
Cultivo Viral	4726/VST	Contenedor para Recolección de Excremento MML	Transporte refrigerado.
WBC-Excremento	6608/WBS	Vial con tapa de plástico con rosca	Refrigere el excremento en menos de 1 hora. La muestra refrigerada debe llegar al AML en menos de 24 horas de recolección. Recolecte solamente una muestra al día.
Cultivo Yersinia	6534/YER	Vial de Transporte Cary Blair	En menos de 2 horas, añada la defecación solamente hasta que el líquido llegue a la línea del vial y mezcle bien. Viales que hayan sido llenados de más, serán rechazados. Refrigere y envíe al AML en menos de 24 horas de haber recolectado la muestra. Recolecte solamente un espécimen por día.
Excremento, Electrolitos	185/ELS	Contenedor para recolección de excremento MML, CONGELADO	El excremento DEBE SER LÍQUIDO - NO PRESENTE EXCREMENTO FORMADO

INSTRUCCIONES PARA RECOLECCIÓN DE EXCREMENTO

Nombre de la Prueba	#/ Código de la Prueba	Contenedor	Comentarios
Grasa Fecal, Cuantitativo	316/QFF	Contenedor para recolección de excremento MML, CONGELADO	Muestras a temperatura ambiente serán rechazadas, refrigeradas son aceptables. El paciente debe estar a una dieta que incluya 100 gramos de grasa al día durante tres días antes de la recolección y durante la recolección. No debe tomar laxantes (especialmente aceite mineral, o aceite de castor). No tome sustitutos de grasa sintética (por ejemplo Olestra) o sustitutos nutricionales de bloqueo de grasas. Si el paciente tiene procedimientos requeridos de bario - espere 48 horas antes de la recolección. Mantenga refrigerado durante la recolección. Período MÍNIMO de recolección es de 24 horas; se recomienda de 48 a 72 horas. La duración de la recolección es REQUERIDA. Etiquete los contenedores X de X y envíe todos los contenedores.
Osmolality, Heces	4326/OSM	Contenedor para recolección de Excremento MML	El excremento debe ser acuoso. Excremento formado será rechazado.
Ph, Excremento	365/PHS	Vial con tapa de plástico con rosca, CONGELADO	El espécimen es inaceptable si Bario u orina están presentes.
Porphyrins, 24 Hr	994/MSO	Recolección de excremento 24 horas en un Contenedor para Recolección de excremento MML tapado con papel aluminio	PROTEJA DE LA LUZ. La muestra al azar será rechazada y la muestra que se entregue debe contener al menos 100 gramos. El periodo de recolección es requerido. El paciente no debe de estar tomando ninguna medicina, si es posible, durante al menos una semana. Si no es clínicamente adecuado discontinuar los medicamentos, indique la lista de medicamentos con la muestra. El paciente debe ser informado de no comer carne roja 3 días antes de recolectar la muestra. Se deben indicar el cumplimiento de las instrucciones.
Reducción de Sustancias	312/RSS	Vial con tapa de plástico con rosca, CONGELADO	Excremento sólido y excremento recolectado en un pañal o preservativo será rechazado.